

INSTRUCCIONES DE USO

- 1. Abrir el envoltorio y sacar el ChitoGauze.**
- 2. Identificar el punto de sangrado y empaquetar completamente todo el trayecto de la lesión con el agente hemostático. Emplear todo el ChitoGauze necesario como para rellenar toda la herida y poner el agente en contacto con todas las zonas de sangrado. Se puede necesitar más de un agente hemostático.**
- 3. Realizar presión hasta que el sangrado este controlado.**
- 4. Vendar y asegurar el agente en la herida para mantener la presión.**